

Krankenkasse	
Name Versicherte/r	
Adresse	Abweichende Lieferanschrift
!!! Versicherten-Nr. / Geburtsdatum !!!	
Unsere DaMe-Nummer ME555604	Datum

VERORDNUNG

für medizintechnische Hilfsmittel
bei Atemwegserkrankungen

- Entlassungsrelevante Hilfsmittel -

zur Vorlage bei der Krankenkasse

Diagnosen	Vertragsarztstempel & Unterschrift	Name/Tel. Verordner/Station
		Name/Tel. Patient/Angehöriger

☐ Erstverordnung ☐ Folgeverordnung ☐ Umversorgung Entlassungstermin: _____

Aufgrund o.g. Diagnose wird deshalb ärztlich verordnet:

- ☐ **Temperatur- und Flowgesteuerte Befeuchter mit integriertem Durchflussgenerator.**
Applikation von Gasen mit Körperkerntemperatur und 100% relativer Feuchtigkeit (37°C / 33 mg/l) zur Aufrechterhaltung der maximalen mukoziliären Clearance, einem optimalem Sekretmanagement, wahlweise mit Sauerstoffgabe und zur Vermeidung von Hyperkapnien bei allen chronischen respiratorischen Erkrankungen.

☐ **LM Flow** (Löwenstein medical) ☐ **MyAirvo2** (Fisher&Paykel)

Spezifikationen:

- Abgabe von Atemgas bei 31°, 34° oder 37° C mit jeweils 100% relativer Feuchtigkeit
- Breiter Flowbereich:
LM Flow: Erwachsene 10 – 80 l/min., Kinder 2 – 25 l/min.
MyAirvo2: Erwachsene 10 – 60 l/min., Kinder 2 – 25 l/min.
- Sauerstoffgabe von 21-100% inkl. Messung der Sauerstoffkonzentration (nur beim LM Flow möglich)
- Positiver Atemwegsdruck im gesamten Atemzyklus
- Optimierte mukoziliäre Clearance
- CO2-Auswaschung im anatomischen Totraum
- O2-Einleitung bis zu 80 l/min (LM Flow) bzw. bis zu 15 l/min (MyAirvo2) möglich
- Integrierte Alarmer für alle Parameter (Diskonnektion, Temperatur, O2 usw.)
- Vermeidung von:

- ☐ Schädigungen des Zilieneithels
☐ Exazerbationen
☐ Bronchiektasen
☐ Okklusionen der Trachea

- ☐ ARDS
☐ Asthm. Beschwerden
☐ Lungenemphysem
☐ Erhöhter Atemarbeit

- ☐ Atelektasen
☐ Pneumonien
☐ Andere: _____

☐ Sauerstoffkonzentrator mit Dauerflow zur O2-Einleitung erforderlich.

Zubehör

Für Erwachsene

- ☐ Wiederverwendbare Wasserkammer
☐ Beheizbarer Schlauch
☐ Selbstbefüllende Wasserkammer* inkl. beheizbaren Schlauch (nur als Set)
☐ Nasenkanüle
☐ Foxxmed (beim LM Flow erforderlich)
☐ Optiflow+ (beim MyAirvo2 erforderlich / beim LM Flow auch passend)
☐ Gr. S ☐ Gr. M ☐ Gr. L

*Bei Verwendung der selbstbefüllenden Wasserkammer ist pyr. Sterilwasser zum Aufhängen oder der befüllbare Wasserbeutel + pyr. Sterilwasser, sowie ein Ständer als Aufhängemöglichkeit erforderlich.

Für Kinder

- ☐ Selbstbefüllende Wasserkammer* inkl. beheizbaren Schlauch
☐ Nasenkanüle Foxxmed Kleinkind (LM Flow)
☐ Gr. S ☐ Gr. M ☐ Gr. L
☐ Nasenkanüle Optiflow Junior (MyAirvo2)
☐ 3-15 Kg, Kleinkind
☐ 12-22 Kg, Kind

Weiteres

- ☐ Pyrogenfreies Sterilwasser
Menge in Ltr.: _____
☐ Kompaktständer
(nur MyAirvo2 - Standard HomeCare)
☐ Transportständer (LM Flow und MyAirvo2)
☐ pyr. Sterilwasser zum Aufhängen
Menge in Ltr.: _____
☐ Wasserbeutel 1 Ltr., befüllbar
☐ Maskenadapter
☐ Tracheostomie-Schnittstelle

Einstellwerte

Fluss l/min.: _____ Temperatur: ☐ 31° C ☐ 34° C ☐ 37° C Sonstiges: _____
Fluss O2 in l/min.: _____
O2 in %: _____
(nur beim LM Flow möglich)

Sauerstofftherapie



**Konzentratoren, stationär + mobil
Füllstationen, FlüssigO2**

Beatmung mit COPD-Modi



**prisma VENT30/40/50-C
LUISA von LöwensteinMedical
Astral 150/Stellar 150
von ResMed
OXYvent Cube**

Sekretolyse



**VibraVest/AffloVest
Die hochfrequente Vibrations-Weste
Cough Assist E70/Kalos
Hustenassistent
mit Vibrationsmodus**

Inhalation



**Membran-Vernebler, Ultraschallvernebler,
Vernebler mit Schall-Vibration insbesondere
für Nasennebenhöhlenentzündung**

Schlafapnoe



**CPAP/autoCPAP/
BiLevel/BiLevel ST/Cheyne Stokes
von Löwenstein Medical und
ResMed**

Monitoring




**Pulsoxymetrie, SISS
Babycontrol
Blutdruckmessung**

Atemtherapiegeräte



**GeloMuc / Flutter / Quake /
RC-Cornet Plus / Acapella /
RespiPro / PowerBreathe medic/
Peak-Flow-Meter/RC-Fit CLASSIC**

Thromboseprophylaxe Apparative Kompressions- therapie IPK/AIK



**SCD System, AV-Impulse, Doctus
mit Hand- Bein- oder Fuß-
manschette**

Chronische Wunden/ Diabetisches Fußsyndrom



**Wundheilung/PAVK-Therapie mit der
Intermittierende Unterdrucktherapie
mit dem FlowOx 2.0**

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen Ihrer Versorgung mit Hilfsmitteln durch die Firma OxyCare Medizintechnik GmbH, Wien, erheben, verarbeiten und nutzen wir, die OxyCare Medizintechnik GmbH, Wien, die mit Ihrer Versorgung im Zusammenhang stehenden personenbezogenen Daten. Bei diesen Daten handelt es sich neben allgemeinen Informationen zu Ihrer Person insbesondere auch um Informationen über Ihre Gesundheit, die als „personenbezogene Daten besonderer Art“ nach dem Datenschutzgesetz besonderem Schutz unterliegen. Im Zusammenhang mit Ihrer Versorgung übermitteln wir Ihre Daten ggf. auch an Ihre Krankenversicherung, soweit diese die Daten für die Abrechnung mit Ihnen oder mit uns benötigt.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur im Rahmen des vorstehend beschriebenen Umfangs und für die genannten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen und insbesondere, mit Ausnahme Ihrer Krankenversicherung und den vorstehend genannten Unternehmen, nicht an Dritte übermitteln.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der DSGVO, sowie weiteren maßgeblichen Rechtsvorschriften. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ist in Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DSGVO normiert. Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten auch aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen verarbeitet (Art. 6 Abs. 1 lit c DSGVO). § 147 Abs. 1 Nr. 2-4, Abs. 3 AO normiert eine Aufbewahrungspflicht für die steuerlichen Belange. Handels- bzw. Geschäftsbriege wie Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Lieferscheine, Kostenvoranschläge und Verträge dürfen bereits von Gesetzes wegen innerhalb der maßgeblichen Frist (10 Jahre) nicht gelöscht werden. Bei von einem Unternehmer versandten Lieferscheine endet die Aufbewahrungsfrist jedoch mit dem Versand der Rechnung, wenn die Rechnung alle Informationen enthält, die ansonsten im Lieferschein enthalten sind.

OXYCARE Medizintechnik GmbH, Wien
21.06.2023 Revision 0